

МИКРОСКОП СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ZUMAX OMS2350
АРТИКУЛ 229V0640



МИКРОСКОП НАПОЛЬНЫЙ НА КОЛЕСИКАХ, С БИНОКУЛЯРОМ С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА 180° И ВСТРОЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ВИДЕОКАМЕРОЙ **FULL HD**, с РУЧНЫМ **ВАРИО ОБЪЕКТИВОМ 190-300ММ**,
229V0640



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ МЕЖЗРАЧКОВОГО РАССТОЯНИЯ. ЗАКРЕПЛЕНО НА БИНОКУЛЯРЕ, СЛУЖИТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ МЕЖЗРАЧКОВОГО РАССТОЯНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУКОЯТКИ С ДЕЛЕНИЯМИ.



ВСТРОЕННАЯ ВИДЕОКАМЕРА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
- ВСТРОЕННАЯ FULL HD ВИДЕОКАМЕРА С РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ 1920X1080P
- HD CMOS СЕНСОР
- **НДМІ-ВЫХОД**
- 1080/60P, 1080/50P
С УСТРОЙСТВОМ ЗАПИСИ НА ФЛЕШ КАРТУ, КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ НА ОПТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКЕ, С ВЫХОДОМ НДМІ И СЕТЕВЫМ ВЫХОДОМ RJ45, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗУЯ РОУТЕР, РАЗДАВАТЬ ВИДЕО ИЗОБРАЖЕНИЕ ПО СЕТИ WIFI НА МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ.



ОПТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ЗАПИСИ ВИДЕО И ФОТО. МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕСПРОВОДНУЮ КОМПЬЮТЕРНУЮ МЫШЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕОСИСТЕМОЙ.

	<p>УДЛИНИТЕЛЬ БИНОКУЛЯРНЫЙ 45°, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МЕЖДУ БИНОКУЛЯРНЫМ ТУБУСОМ И ОПТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ МИКРОСКОПА В УДОБНОЕ РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, И ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ КОМФОРТНУЮ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОСАДКУ, ЧТО СНИМАЕТ ЛИШНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ И УСТАЛОСТЬ</p> <p>800-0122</p>
	<p>ПОВОРОТНОЕ КОЛЬЦО. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МЕЖДУ БИНОКУЛЯРАМИ И ОПТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ. СЛУЖИТ ДЛЯ ВРАЩЕНИЯ БИНОКУЛЯРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ОПТИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ И ОБЕСПЕЧИТЬ ФУНКЦИЮ МОРА.</p> <p>800-0123</p>
	<p>УДЛИНИТЕЛЬ БИНОКУЛЯРОВ (ЭКСТЕНДАР) С ПОВОРОТНЫМ КОЛЬЦОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СИСТЕМУ МОРА, МИКРОСКОП МОЖЕМ НАКЛОНИТЬ НАЛЕВО ИЛИ НАПРАВО НА УГОЛ ДО 25 ГРАДУСОВ, ПРИ ЭТОМ БИНОКУЛЯРЫ ОСТАЮТСЯ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ.</p>

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

1. УДЛИНИТЕЛЬ БИНОКУЛЯРНЫЙ 45° - 1 ШТ
2. ПОВОРОТНОЕ КОЛЬЦО – 1 ШТ

СТОИМОСТЬ 1.200.000 РУБ

СРОК ПОСТАВКИ СРАЗУ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ